


**Document 01** – Mise en évidence de l'activité de la peroxydase par production d'un produit coloré en jaune, à 470 nm.



**Document 02** – Plan de manipulation de CP7-C4 et C5.

**Placards**

<i>Rang de paillasse</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>Escherichia coli</i>
<b>1</b>	pH = faible S = 1/10	MATERIEL
<b>2</b>		Temp = faible S = 1/25
<b>3</b>	pH = faible S = 1/10	Temp = faible S = 1/25
<b>4</b>	pH = fort S = 1/50	Temp = forte S = 1/5
<b>5</b>	pH = fort S = 1/50	Temp = forte S = 1/5

**Fenêtres**

